

Konduktometryczny Pomiar Hematokrytu

Cel ćwiczenia:

Ćwiczenie wykonała: Data:
imię i nazwisko

Ocena wykonania i opracowania ćwiczenia:

1. Wyznaczanie stałej naczynia pomiarowego:

Przewodność elektryczna właściwa roztworu KCl, $\kappa_{wz} \pm \Delta\kappa_{wz}$	opór elektryczny roztworu KCl, R_{wz}	błąd pomiaru oporu, ΔR_{wz}	stała naczynia pomiarowego, $C \pm \Delta C$

2. Wyniki pomiarów oporów i wyznaczania wartości przewodności właściwej krwi pełnej i osocza:

badana substancja	opór elektryczny, R	błąd pomiaru oporu, ΔR	przewodność elektryczna właściwa, κ	błąd pomiaru przewodności, $\Delta\kappa$
krew				
osocze				

3. Obliczona wartość hematokrytu:

$\Phi \pm \Delta\Phi = \dots\dots\dots$
wartość

